



Ficha técnica REF 01.27.03

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	01.27.03	mango de bisturi no 3 estand 12.5cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	12235	GTIN	04046826000165
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	12-236
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R005;03;ak;6A
Peso neto (kg)	0,021	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK03-1



Medicon medios	450.00.03 (catálogo general the art of surgery) 450.00.37 (catálogo ORL) 450.00.40 (Katalog Nr 5 Dental) 450.00.60 (catálogo cirugía plástica) 450.00.62 (catálogo Medicon instruments Cirugia oral y maxilofacial) 451.02.51 (ORL jgo p básico DR M W Winter Juegos p la cirugía ORL) 451.06.90 (prospecto Cristaca Set) 451.09.02 (prospecto maxilo facial) 453.08.00 (Presto Folleto)
----------------	---

Imagen completa

Imagen detallada



Medida	12.5cm	Revestimiento	
--------	--------	---------------	--

Condiciones de almacenamiento

No se requieren condiciones especiales de conservación

Material

	N° de material (Denominación DIN)
Cuerpo	1.4016 (X6Cr17)