



## Ficha técnica REF 01.27.13

11.12.2025

| Datos generales                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                |                                   |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| Referencia                                                                                                                                                                    | 01.27.13                                                                                                                                                                                       | mango de bisturi no 3L largo 21cm |                         |
| Unidad                                                                                                                                                                        | unid.                                                                                                                                                                                          | Número de aduana                  | 90189084                |
| GMDN                                                                                                                                                                          | 12235                                                                                                                                                                                          | GTIN                              | 04046826000189          |
| Clasificación                                                                                                                                                                 | 1r (EU MDR)                                                                                                                                                                                    | UMDNS-Code                        | 12-236                  |
| Clasificación                                                                                                                                                                 | 6 (EU MDR)                                                                                                                                                                                     | Base UDI-DI                       | 4046826;B;R005;03;ak;6A |
| Peso neto (kg)                                                                                                                                                                | 0,053                                                                                                                                                                                          | Manual de uso                     | GATDR00X                |
| Latex free                                                                                                                                                                    | si                                                                                                                                                                                             | Instrucciones de preparación      | MPK01-1                 |
| <div></div> |                                                                                                                                                                                                |                                   |                         |
| Medicon medios                                                                                                                                                                | 450.00.03 (catalogo general the art of surgery)<br>450.00.37 (catálogo ORL )<br>450.00.60 (catálogo cirugía plástica )<br>450.00.62 (catálogo Medicon instruments Cirugia oral y maxilofacial) |                                   |                         |
| Imagen completa                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                | Imagen detallada                  |                         |
|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                |                                   |                         |
| Medida                                                                                                                                                                        | 21cm                                                                                                                                                                                           | Revestimiento                     |                         |
| Condiciones de almacenamiento                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                |                                   |                         |
| No se requieren condiciones especiales de conservación                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                |                                   |                         |
| Material                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                |                                   |                         |
|                                                                                                                                                                               | N° de material (Denominación DIN)                                                                                                                                                              |                                   |                         |
| Cuerpo                                                                                                                                                                        | 1.4016 (X6Cr17)                                                                                                                                                                                |                                   |                         |