



Ficha técnica REF 01.27.23

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	01.27.23	mango de bisturi no 3LA acod 20.5cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	12235	GTIN	04046826000219
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	12-236
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R005;03;ak;6A
Peso neto (kg)	0,053	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK12-1
			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.37 (catálogo ORL) 450.00.60 (catálogo cirugía plástica) 450.00.62 (catálogo Medicon instruments Cirugia oral y maxilofacial)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	20.5cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4016 (X6Cr17)		