



## Ficha técnica REF 01.27.93

11.12.2025

| Datos generales                                                                                                                                                               |                                                                                           |                              |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| Referencia                                                                                                                                                                    | 01.27.93                                                                                  | mango de bisturi bay 21cm    |                         |
| Unidad                                                                                                                                                                        | unid.                                                                                     | Número de aduana             | 90189084                |
| GMDN                                                                                                                                                                          | 12235                                                                                     | GTIN                         | 04046826000264          |
| Clasificación                                                                                                                                                                 | 1r (EU MDR)                                                                               | UMDNS-Code                   | 12-236                  |
| Clasificación                                                                                                                                                                 | 6 (EU MDR)                                                                                | Base UDI-DI                  | 4046826;B;R005;03;ak;6A |
| Peso neto (kg)                                                                                                                                                                | 0,019                                                                                     | Manual de uso                | GATDR00X                |
| Latex free                                                                                                                                                                    | si                                                                                        | Instrucciones de preparación | MPK03-1                 |
| <div></div> |                                                                                           |                              |                         |
| Medicon medios                                                                                                                                                                | 450.00.03 (catalogo general the art of surgery)<br>450.00.60 (catálogo cirugía plástica ) |                              |                         |
| Imagen completa                                                                                                                                                               |                                                                                           | Imagen detallada             |                         |
|                                                                                             |                                                                                           |                              |                         |
| Medida                                                                                                                                                                        | 21cm                                                                                      | Revestimiento                |                         |
| Condiciones de almacenamiento                                                                                                                                                 |                                                                                           |                              |                         |
| No se requieren condiciones especiales de conservación                                                                                                                        |                                                                                           |                              |                         |
| Material                                                                                                                                                                      |                                                                                           |                              |                         |
|                                                                                                                                                                               | N° de material (Denominación DIN)                                                         |                              |                         |
| Cuerpo                                                                                                                                                                        | 1.4021 (X20Cr13)                                                                          |                              |                         |