



Ficha técnica REF 01.28.08

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	01.28.08	mango de bisturi no 8 13.5cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	12235	GTIN	04046826000288
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	12-236
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R005;03;ak;6A
Peso neto (kg)	0,022	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK03-1
			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	13.5cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo Mango	1.4016 (X6Cr17) 1.4301 (X5CrNi18-10)		