



Ficha técnica REF 01.30.32

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	01.30.32	mango mini p bisturi red 13.0cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	12235	GTIN	04046826000332
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	12-236
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R005;03;ak;6A
Peso neto (kg)	0,018	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK16-1
			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.37 (catálogo ORL) 450.00.46 (catálogo sinuscopía) 450.00.60 (catálogo cirugía plástica) 450.00.62 (catálogo Medicon instruments Cirugia oral y maxilofacial)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	13.0cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo Otro	1.4305 (X8CrNiS18-9) 1.4301 (X5CrNi18-10)		