



Ficha técnica REF 01.55.03

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	01.55.03	bisturi p operación 13.5cm fig 3	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	35141	GTIN	04046826000684
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	12-252
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;02;ag;37
Peso neto (kg)	0,020	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	13.5cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4034 (X46Cr13)		