



## Ficha técnica REF 01.60.09

11.12.2025

| Datos generales                                                                                                                                                               |                                                 |                                  |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Referencia                                                                                                                                                                    | 01.60.09                                        | bisturi p operaciones 17cm fig 9 |                         |
| Unidad                                                                                                                                                                        | unid.                                           | Número de aduana                 | 90189084                |
| GMDN                                                                                                                                                                          | 35141                                           | GTIN                             | 04046826000813          |
| Clasificación                                                                                                                                                                 | 1r (EU MDR)                                     | UMDNS-Code                       | 12-252                  |
| Clasificación                                                                                                                                                                 | 6 (EU MDR)                                      | Base UDI-DI                      | 4046826;B;R001;02;ag;37 |
| Peso neto (kg)                                                                                                                                                                | 0,030                                           | Manual de uso                    | GATDR00X                |
| Latex free                                                                                                                                                                    | si                                              | Instrucciones de preparación     |                         |
| <div></div> |                                                 |                                  |                         |
| Medicon medios                                                                                                                                                                | 450.00.03 (catalogo general the art of surgery) |                                  |                         |
| Imagen completa                                                                                                                                                               |                                                 | Imagen detallada                 |                         |
|                                                                                             |                                                 |                                  |                         |
| Medida                                                                                                                                                                        | 17cm                                            | Revestimiento                    |                         |
| Condiciones de almacenamiento                                                                                                                                                 |                                                 |                                  |                         |
| No se requieren condiciones especiales de conservación                                                                                                                        |                                                 |                                  |                         |
| Material                                                                                                                                                                      |                                                 |                                  |                         |
|                                                                                                                                                                               | N° de material (Denominación DIN)               |                                  |                         |
| Cuerpo                                                                                                                                                                        | 1.4034 (X46Cr13)                                |                                  |                         |