



Ficha técnica REF 01.70.20

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	01.70.20	Liston cuchillo p amput 34cm corte 20cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	35131	GTIN	04046826001087
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	12-240
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;02;ag;37
Peso neto (kg)	0,112	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.63 (catálogo Ortopedia)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	34cm 20cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4034 (X46Cr13)		
Mango	1.4301 (X5CrNi18-10)		