



Ficha técnica REF 01.97.05

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	01.97.05	Nagata cuchillo p modelar hoja 4.5mm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	12245	GTIN	04046826001261
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	12-234
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;02;ag;37
Peso neto (kg)	0,005	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
			
Medicon medios	450.00.60 (catálogo cirugía plástica)		
Imagen completa		Imagen detallada	
Medida	4.5mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		