



Ficha técnica REF 02.20.71

25.08.2026

Datos generales			
Referencia	02.20.71	Iris tijera rct 11.5cm agu/ro	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	13488	GTIN	04046826001599
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-488
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;01;ag;2U
Peso neto (kg)	0,018	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK23-1
			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	11.5cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo Tornillo	1.4117 (X38CrMoV15) 1.4305 (X8CrNiS18-9)		