



Ficha técnica REF 02.21.40

25.08.2026

Datos generales			
Referencia	02.21.40	Iris Select tijera crv 10.5cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	13488	GTIN	04046826001650
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-488
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;01;ag;2U
Peso neto (kg)	0,020	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK23-1
			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.37 (catálogo ORL)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	10.5cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo Tornillo	1.4117 (X38CrMoV15) 1.4305 (X8CrNiS18-9)		