



Ficha técnica REF 02.40.60

25.08.2026

Datos generales			
Referencia	02.40.60	Lexer Baby HM tijera rct 10cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	38727	GTIN	04046826001841
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-480
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;01;ag;2U
Peso neto (kg)	0,014	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK23-1
			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.37 (catálogo ORL) 450.00.60 (catálogo cirugía plástica) 451.03.23 (prospecto medicut tijeras)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	10cm	Revestimiento	Capa de oro galvánica artificial (máx. 0,04 mm) en partes de la superficie de los instrumentos
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo Tornillo Otro	1.4117 (X38CrMoV15) 1.4305 (X8CrNiS18-9) WSG_20-GO-55_CRTZ (RCoCr-C)		