



## Ficha técnica REF 02.50.12

25.08.2026

| Datos generales                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                        |                              |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| Referencia                                                                                                                                                                    | 02.50.12                                                                                                                                               | Stevens tijera rct 11.5cm ro |                         |
| Unidad                                                                                                                                                                        | unid.                                                                                                                                                  | Número de aduana             | 90189084                |
| GMDN                                                                                                                                                                          | 38727                                                                                                                                                  | GTIN                         | 04046826002008          |
| Clasificación                                                                                                                                                                 | 1r (EU MDR)                                                                                                                                            | UMDNS-Code                   | 13-480                  |
| Clasificación                                                                                                                                                                 | 6 (EU MDR)                                                                                                                                             | Base UDI-DI                  | 4046826;B;R001;01;ag;2U |
| Peso neto (kg)                                                                                                                                                                | 0,021                                                                                                                                                  | Manual de uso                | GATDR00X                |
| Latex free                                                                                                                                                                    | si                                                                                                                                                     | Instrucciones de preparación | MPK23-1                 |
| <div></div> |                                                                                                                                                        |                              |                         |
| Medicon medios                                                                                                                                                                | 450.00.03 (catalogo general the art of surgery)<br>450.00.37 (catálogo ORL )<br>450.00.53 (catálogo cardio )<br>450.00.60 (catálogo cirugía plástica ) |                              |                         |
| Imagen completa                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                        | Imagen detallada             |                         |
|                                                                                             |                                                                                                                                                        |                              |                         |
| Medida                                                                                                                                                                        | 11.5cm                                                                                                                                                 | Revestimiento                |                         |
| Condiciones de almacenamiento                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                              |                         |
| No se requieren condiciones especiales de conservación                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                              |                         |
| Material                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                        |                              |                         |
|                                                                                                                                                                               | N° de material (Denominación DIN)                                                                                                                      |                              |                         |
| Cuerpo                                                                                                                                                                        | 1.4117 (X38CrMoV15)                                                                                                                                    |                              |                         |
| Tornillo                                                                                                                                                                      | 1.4305 (X8CrNiS18-9)                                                                                                                                   |                              |                         |