



## Ficha técnica REF 03.03.64

03.06.2026

| Datos generales |             |                                 |                         |
|-----------------|-------------|---------------------------------|-------------------------|
| Referencia      | 03.03.64    | HM tijera quir crv 14.5cm ro/ro |                         |
| Unidad          | unid.       | Número de aduana                | 90189084                |
| GMDN            | 38727       | GTIN                            | 04046826002374          |
| Clasificación   | 1r (EU MDR) | UMDNS-Code                      | 13-480                  |
| Clasificación   | 6 (EU MDR)  | Base UDI-DI                     | 4046826;B;R001;01;ag;2U |
| Peso neto (kg)  | 0,043       | Manual de uso                   | GATDR00X                |
| Latex free      | si          | Instrucciones de preparación    | MPK23-1                 |



|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Medicon medios | 450.00.03 (catálogo general the art of surgery)<br>450.00.37 (catálogo ORL )<br>450.00.58 (catálogo neuro cranialis instr p la neurocir craneal)<br>450.00.59 (catálogo neuro spinalis instr p la neurocir espinal)<br>450.00.62 (catálogo Medicon instruments Cirugia oral y maxilofacial)<br>451.03.23 (prospecto medicut tijeras ) |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Imagen completa

## Imagen detallada



|        |        |               |                                                                                                |
|--------|--------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Medida | 14.5cm | Revestimiento | Capa de oro galvánica artificial (máx. 0,04 mm) en partes de la superficie de los instrumentos |
|--------|--------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Condiciones de almacenamiento

No se requieren condiciones especiales de conservación

## Material

|          | N° de material (Denominación DIN) |
|----------|-----------------------------------|
| Cuerpo   | 1.4117 (X38CrMoV15)               |
| Tornillo | 1.4305 (X8CrNiS18-9)              |
| Otro     | WSG_20-GO-55_CRTZ (RCoCr-C)       |