



Ficha técnica REF 03.04.83

25.08.2026

Datos generales			
Referencia	03.04.83	tijera quir del rct 13.0cm agu/agu	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	38727	GTIN	04046826002497
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-480
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;01;ag;2U
Peso neto (kg)	0,030	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK23-1
			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.40 (Katalog Nr 5 Dental)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	13.0cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo Tornillo	1.4117 (X38CrMoV15) 1.4305 (X8CrNiS18-9)		