



## Ficha técnica REF 03.04.84

25.08.2026

| Datos generales                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| Referencia                                                                                                                                                                    | 03.04.84                                                                                                                                                                                                                                                   | tijera quir del rct 14.5cm agu/agu |                         |
| Unidad                                                                                                                                                                        | unid.                                                                                                                                                                                                                                                      | Número de aduana                   | 90189084                |
| GMDN                                                                                                                                                                          | 38727                                                                                                                                                                                                                                                      | GTIN                               | 04046826002503          |
| Clasificación                                                                                                                                                                 | 1r (EU MDR)                                                                                                                                                                                                                                                | UMDNS-Code                         | 13-480                  |
| Clasificación                                                                                                                                                                 | 6 (EU MDR)                                                                                                                                                                                                                                                 | Base UDI-DI                        | 4046826;B;R001;01;ag;2U |
| Peso neto (kg)                                                                                                                                                                | 0,040                                                                                                                                                                                                                                                      | Manual de uso                      | GATDR00X                |
| Latex free                                                                                                                                                                    | si                                                                                                                                                                                                                                                         | Instrucciones de preparación       | MPK23-1                 |
| <div></div> |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |                         |
| Medicon medios                                                                                                                                                                | 450.00.03 (catalogo general the art of surgery)<br>450.00.40 (Katalog Nr 5 Dental )<br>450.00.53 (catálogo cardio )<br>450.00.58 (catálogo neuro cranialis instr p la neurocir craneal)<br>450.00.59 (catálogo neuro spinalis instr p la neurocir espinal) |                                    |                         |
| Imagen completa                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                            | Imagen detallada                   |                         |
|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |                         |
| Medida                                                                                                                                                                        | 14.5cm                                                                                                                                                                                                                                                     | Revestimiento                      |                         |
| Condiciones de almacenamiento                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |                         |
| No se requieren condiciones especiales de conservación                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |                         |
| Material                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |                         |
|                                                                                                                                                                               | N° de material (Denominación DIN)                                                                                                                                                                                                                          |                                    |                         |
| Cuerpo<br>Tornillo                                                                                                                                                            | 1.4117 (X38CrMoV15)<br>1.4305 (X8CrNiS18-9)                                                                                                                                                                                                                |                                    |                         |