



## Ficha técnica REF 03.39.95

25.08.2026

| Datos generales                                                                                                                                                               |                                                 |                              |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| Referencia                                                                                                                                                                    | 03.39.95                                        | Resano tijera acod 25cm      |                         |
| Unidad                                                                                                                                                                        | unid.                                           | Número de aduana             | 90189084                |
| GMDN                                                                                                                                                                          | 38727                                           | GTIN                         | 04046826003227          |
| Clasificación                                                                                                                                                                 | 1r (EU MDR)                                     | UMDNS-Code                   | 13-480                  |
| Clasificación                                                                                                                                                                 | 6 (EU MDR)                                      | Base UDI-DI                  | 4046826;B;R001;01;ag;2U |
| Peso neto (kg)                                                                                                                                                                | 0,117                                           | Manual de uso                | GATDR00X                |
| Latex free                                                                                                                                                                    | si                                              | Instrucciones de preparación | MPK23-1                 |
| <div></div> |                                                 |                              |                         |
| Medicon medios                                                                                                                                                                | 450.00.03 (catalogo general the art of surgery) |                              |                         |
| Imagen completa                                                                                                                                                               |                                                 | Imagen detallada             |                         |
|                                                                                             |                                                 |                              |                         |
| Medida                                                                                                                                                                        | 25cm                                            | Revestimiento                |                         |
| Condiciones de almacenamiento                                                                                                                                                 |                                                 |                              |                         |
| No se requieren condiciones especiales de conservación                                                                                                                        |                                                 |                              |                         |
| Material                                                                                                                                                                      |                                                 |                              |                         |
|                                                                                                                                                                               | N° de material (Denominación DIN)               |                              |                         |
| Cuerpo<br>Tornillo                                                                                                                                                            | 1.4117 (X38CrMoV15)<br>1.4305 (X8CrNiS18-9)     |                              |                         |