



## Ficha técnica REF 03.53.73

25.08.2026

| Datos generales                                                                                                                                                               |                                                                                           |                                    |                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Referencia                                                                                                                                                                    | 03.53.73                                                                                  | Mayo Harrington HM tijera crv 23cm |                                                                                                |
| Unidad                                                                                                                                                                        | unid.                                                                                     | Número de aduana                   | 90189084                                                                                       |
| GMDN                                                                                                                                                                          | 38727                                                                                     | GTIN                               | 04046826003463                                                                                 |
| Clasificación                                                                                                                                                                 | 1r (EU MDR)                                                                               | UMDNS-Code                         | 13-480                                                                                         |
| Clasificación                                                                                                                                                                 | 6 (EU MDR)                                                                                | Base UDI-DI                        | 4046826;B;R001;01;ag;2U                                                                        |
| Peso neto (kg)                                                                                                                                                                | 0,099                                                                                     | Manual de uso                      | GATDR00X                                                                                       |
| Latex free                                                                                                                                                                    | si                                                                                        | Instrucciones de preparación       | MPK23-1                                                                                        |
| <div></div> |                                                                                           |                                    |                                                                                                |
| Medicon medios                                                                                                                                                                | 450.00.03 (catalogo general the art of surgery)<br>451.03.23 (prospecto medicut tijeras ) |                                    |                                                                                                |
| Imagen completa                                                                                                                                                               |                                                                                           | Imagen detallada                   |                                                                                                |
|                                                                                             |                                                                                           |                                    |                                                                                                |
| Medida                                                                                                                                                                        | 23cm                                                                                      | Revestimiento                      | Capa de oro galvánica artificial (máx. 0,04 mm) en partes de la superficie de los instrumentos |
| Condiciones de almacenamiento                                                                                                                                                 |                                                                                           |                                    |                                                                                                |
| No se requieren condiciones especiales de conservación                                                                                                                        |                                                                                           |                                    |                                                                                                |
| Material                                                                                                                                                                      |                                                                                           |                                    |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                               | N° de material (Denominación DIN)                                                         |                                    |                                                                                                |
| Cuerpo<br>Tornillo<br>Otro                                                                                                                                                    | 1.4117 (X38CrMoV15)<br>1.4305 (X8CrNiS18-9)<br>WSG_20-GO-55_CRTZ (RCoCr-C)                |                                    |                                                                                                |