



Ficha técnica REF 03.56.86

25.08.2026

Datos generales			
Referencia	03.56.86	Lexer tijera rct 16cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	38727	GTIN	04046826003562
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-480
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;01;ag;2U
Peso neto (kg)	0,050	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK23-1
			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.37 (catálogo ORL) 450.00.40 (Katalog Nr 5 Dental) 450.00.60 (catálogo cirugía plástica)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	16cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4117 (X38CrMoV15)		
Tornillo	1.4305 (X8CrNiS18-9)		