



## Ficha técnica REF 03.57.17

25.08.2026

| Datos generales                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                              |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| Referencia                                                                                                                                                                    | 03.57.17                                                                                                               | Mayo Stille tijera crv 17cm  |                         |
| Unidad                                                                                                                                                                        | unid.                                                                                                                  | Número de aduana             | 90189084                |
| GMDN                                                                                                                                                                          | 38727                                                                                                                  | GTIN                         | 04046826003593          |
| Clasificación                                                                                                                                                                 | 1r (EU MDR)                                                                                                            | UMDNS-Code                   | 13-480                  |
| Clasificación                                                                                                                                                                 | 6 (EU MDR)                                                                                                             | Base UDI-DI                  | 4046826;B;R001;01;ag;2U |
| Peso neto (kg)                                                                                                                                                                | 0,066                                                                                                                  | Manual de uso                | GATDR00X                |
| Latex free                                                                                                                                                                    | si                                                                                                                     | Instrucciones de preparación | MPK23-1                 |
| <div></div> |                                                                                                                        |                              |                         |
| Medicon medios                                                                                                                                                                | 450.00.03 (catalogo general the art of surgery)<br>450.00.37 (catálogo ORL )<br>450.00.60 (catálogo cirugía plástica ) |                              |                         |
| Imagen completa                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | Imagen detallada             |                         |
|                                                                                             |                                                                                                                        |                              |                         |
| Medida                                                                                                                                                                        | 17cm                                                                                                                   | Revestimiento                |                         |
| Condiciones de almacenamiento                                                                                                                                                 |                                                                                                                        |                              |                         |
| No se requieren condiciones especiales de conservación                                                                                                                        |                                                                                                                        |                              |                         |
| Material                                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                              |                         |
|                                                                                                                                                                               | N° de material (Denominación DIN)                                                                                      |                              |                         |
| Cuerpo<br>Tornillo                                                                                                                                                            | 1.4117 (X38CrMoV15)<br>1.4305 (X8CrNiS18-9)                                                                            |                              |                         |