



## Ficha técnica REF 03.57.74

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	03.57.74	Mayo HM tijera 32cm crv mediano	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	38727	GTIN	04046826003647
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-480
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;01;ag;2U
Peso neto (kg)	0,110	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK23-1
 			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 451.03.23 (prospecto medicut tijeras )		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	32cm	Revestimiento	Capa de oro galvánica artificial (máx. 0,04 mm) en partes de la superficie de los instrumentos
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4117 (X38CrMoV15)		
Tornillo	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Otro	WSG_20-GO-55_CRTZ (RCoCr-C)		