



Ficha técnica REF 04.13.63

25.08.2026

Datos generales			
Referencia	04.13.63	Ragnell (Kilner) HM tijera 13cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	38727	GTIN	04046826003807
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-480
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;01;ag;2U
Peso neto (kg)	0,029	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK23-1
			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.37 (catálogo ORL) 450.00.53 (catálogo cardio) 450.00.60 (catálogo cirugía plástica) 450.00.62 (catálogo Medicon instruments Cirugia oral y maxilofacial) 451.03.23 (prospecto medicut tijeras)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	13cm	Revestimiento	Capa de oro galvánica artificial (máx. 0,04 mm) en partes de la superficie de los instrumentos
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo Tornillo Otro	1.4117 (X38CrMoV15) 1.4305 (X8CrNiS18-9) WSG_20-GO-55_CRTZ (RCoCr-C)		