



Ficha técnica REF 04.25.18

25.08.2026

Datos generales			
Referencia	04.25.18	slim tijera p disec crv 18cm agu	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	38727	GTIN	04046826003920
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-492
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;01;ag;2U
Peso neto (kg)	0,033	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK23-1
			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.60 (catálogo cirugía plástica)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	18cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo Tornillo	1.4117 (X38CrMoV15) 1.4305 (X8CrNiS18-9)		