



## Ficha técnica REF 04.33.23

25.08.2026

| Datos generales                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |                                   |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| Referencia                                                                                                                                                                    | 04.33.23                                                                                                                  | Nelson Metzenbaum tijera crv 23cm |                         |
| Unidad                                                                                                                                                                        | unid.                                                                                                                     | Número de aduana                  | 90189084                |
| GMDN                                                                                                                                                                          | 38727                                                                                                                     | GTIN                              | 04046826004125          |
| Clasificación                                                                                                                                                                 | 1r (EU MDR)                                                                                                               | UMDNS-Code                        | 13-492                  |
| Clasificación                                                                                                                                                                 | 6 (EU MDR)                                                                                                                | Base UDI-DI                       | 4046826;B;R001;01;ag;2U |
| Peso neto (kg)                                                                                                                                                                | 0,074                                                                                                                     | Manual de uso                     | GATDR00X                |
| Latex free                                                                                                                                                                    | si                                                                                                                        | Instrucciones de preparación      | MPK23-1                 |
| <div></div> |                                                                                                                           |                                   |                         |
| Medicon medios                                                                                                                                                                | 450.00.03 (catalogo general the art of surgery)<br>450.00.53 (catálogo cardio )<br>450.00.60 (catálogo cirugía plástica ) |                                   |                         |
| Imagen completa                                                                                                                                                               |                                                                                                                           | Imagen detallada                  |                         |
|                                                                                             |                                                                                                                           |                                   |                         |
| Medida                                                                                                                                                                        | 23cm                                                                                                                      | Revestimiento                     |                         |
| Condiciones de almacenamiento                                                                                                                                                 |                                                                                                                           |                                   |                         |
| No se requieren condiciones especiales de conservación                                                                                                                        |                                                                                                                           |                                   |                         |
| Material                                                                                                                                                                      |                                                                                                                           |                                   |                         |
|                                                                                                                                                                               | N° de material (Denominación DIN)                                                                                         |                                   |                         |
| Cuerpo<br>Tornillo                                                                                                                                                            | 1.4117 (X38CrMoV15)<br>1.4305 (X8CrNiS18-9)                                                                               |                                   |                         |