



Ficha técnica REF 04.50.15

25.08.2026

Datos generales			
Referencia	04.50.15	Joseph tijera rct 15cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	38727	GTIN	04046826004446
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-500
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;01;ag;2U
Peso neto (kg)	0,030	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK23-1
			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.37 (catálogo ORL) 450.00.40 (Katalog Nr 5 Dental) 450.00.60 (catálogo cirugía plástica) 450.00.62 (catálogo Medicon instruments Cirugia oral y maxilofacial)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	15cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo Tornillo	1.4117 (X38CrMoV15) 1.4305 (X8CrNiS18-9)		