



## Ficha técnica REF 04.55.16

03.06.2026

| Datos generales                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| Referencia                                                                                                                                                                    | 04.55.16                                                                                                                                                                                                                                                           | Kelly tijera crv 16cm        |                         |
| Unidad                                                                                                                                                                        | unid.                                                                                                                                                                                                                                                              | Número de aduana             | 90189084                |
| GMDN                                                                                                                                                                          | 38727                                                                                                                                                                                                                                                              | GTIN                         | 04046826004491          |
| Clasificación                                                                                                                                                                 | 1r (EU MDR)                                                                                                                                                                                                                                                        | UMDNS-Code                   | 13-500                  |
| Clasificación                                                                                                                                                                 | 6 (EU MDR)                                                                                                                                                                                                                                                         | Base UDI-DI                  | 4046826;B;R001;01;ag;2U |
| Peso neto (kg)                                                                                                                                                                | 0,040                                                                                                                                                                                                                                                              | Manual de uso                | GATDR00X                |
| Latex free                                                                                                                                                                    | si                                                                                                                                                                                                                                                                 | Instrucciones de preparación | MPK23-1                 |
| <div></div> |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                         |
| Medicon medios                                                                                                                                                                | 450.00.03 (catalogo general the art of surgery)<br>450.00.37 (catálogo ORL )<br>450.00.40 (Katalog Nr 5 Dental )<br>450.00.53 (catálogo cardio )<br>450.00.60 (catálogo cirugía plástica )<br>450.00.62 (catálogo Medicon instruments Cirugia oral y maxilofacial) |                              |                         |
| Imagen completa                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                    | Imagen detallada             |                         |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                         |
| Medida                                                                                                                                                                        | 16cm                                                                                                                                                                                                                                                               | Revestimiento                |                         |
| Condiciones de almacenamiento                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                         |
| No se requieren condiciones especiales de conservación                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                         |
| Material                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                         |
|                                                                                                                                                                               | N° de material (Denominación DIN)                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                         |
| Cuerpo<br>Tornillo                                                                                                                                                            | 1.4117 (X38CrMoV15)<br>1.4305 (X8CrNiS18-9)                                                                                                                                                                                                                        |                              |                         |