



## Ficha técnica REF 04.67.18

25.08.2026

| Datos generales |             |                                    |                         |
|-----------------|-------------|------------------------------------|-------------------------|
| Referencia      | 04.67.18    | Reynolds (Jameson) tijera crv 18cm |                         |
| Unidad          | unid.       | Número de aduana                   | 90189084                |
| GMDN            | 38727       | GTIN                               | 04046826004682          |
| Clasificación   | 1r (EU MDR) | UMDNS-Code                         | 13-492                  |
| Clasificación   | 6 (EU MDR)  | Base UDI-DI                        | 4046826;B;R001;01;ag;2U |
| Peso neto (kg)  | 0,031       | Manual de uso                      | GATDR00X                |
| Latex free      | si          | Instrucciones de preparación       | MPK23-1                 |



|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Medicon medios | 450.00.03 (catalogo general the art of surgery)<br>450.00.37 (catálogo ORL )<br>450.00.53 (catálogo cardio )<br>450.00.58 (catálogo neuro cranialis instr p la neurocir craneal)<br>450.00.59 (catálogo neuro spinalis instr p la neurocir espinal)<br>450.00.60 (catálogo cirugía plástica ) |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Imagen completa

## Imagen detallada



|        |      |               |  |
|--------|------|---------------|--|
| Medida | 18cm | Revestimiento |  |
|--------|------|---------------|--|

## Condiciones de almacenamiento

No se requieren condiciones especiales de conservación

## Material

|          | N° de material (Denominación DIN) |
|----------|-----------------------------------|
| Cuerpo   | 1.4117 (X38CrMoV15)               |
| Tornillo | 1.4305 (X8CrNiS18-9)              |