



Ficha técnica REF 04.83.16

25.08.2026

Datos generales			
Referencia	04.83.16	Locklin tijera 16cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	31822	GTIN	04046826004941
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-245
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;01;ag;2U
Peso neto (kg)	0,033	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK23-1
			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.40 (Katalog Nr 5 Dental) 450.00.53 (catálogo cardio) 450.00.62 (catálogo Medicon instruments Cirugia oral y maxilofacial)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	16cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4117 (X38CrMoV15)		
Tornillo	1.4305 (X8CrNiS18-9)		