



## Ficha técnica REF 05.12.50

25.08.2026

| Datos generales                                                                                                                                                               |                                                 |                                       |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| Referencia                                                                                                                                                                    | 05.12.50                                        | Yasargil micro tijera Vannas 12cm rct |                         |
| Unidad                                                                                                                                                                        | unid.                                           | Número de aduana                      | 90189084                |
| GMDN                                                                                                                                                                          | 38727                                           | GTIN                                  | 04046826005153          |
| Clasificación                                                                                                                                                                 | 1r (EU MDR)                                     | UMDNS-Code                            | 15-621                  |
| Clasificación                                                                                                                                                                 | 6 (EU MDR)                                      | Base UDI-DI                           | 4046826;B;R001;01;ag;2U |
| Peso neto (kg)                                                                                                                                                                | 0,041                                           | Manual de uso                         | GATDR00X                |
| Latex free                                                                                                                                                                    | si                                              | Instrucciones de preparación          |                         |
| <div></div> |                                                 |                                       |                         |
| Medicon medios                                                                                                                                                                | 450.00.03 (catalogo general the art of surgery) |                                       |                         |
| Imagen completa                                                                                                                                                               |                                                 | Imagen detallada                      |                         |
|                                                                                             |                                                 |                                       |                         |
| Medida                                                                                                                                                                        | 12cm                                            | Revestimiento                         |                         |
| Condiciones de almacenamiento                                                                                                                                                 |                                                 |                                       |                         |
| No se requieren condiciones especiales de conservación                                                                                                                        |                                                 |                                       |                         |
| Material                                                                                                                                                                      |                                                 |                                       |                         |
|                                                                                                                                                                               | N° de material (Denominación DIN)               |                                       |                         |
| Cuerpo                                                                                                                                                                        | 1.4021 (X20Cr13)                                |                                       |                         |
| Tornillo                                                                                                                                                                      | 1.4305 (X8CrNiS18-9)                            |                                       |                         |
| Otro                                                                                                                                                                          | 1.4310 (X10CrNi18-8)                            |                                       |                         |