



Ficha técnica REF 05.15.73

25.08.2026

Datos generales			
Referencia	05.15.73	micro 2000 tijera crv 15cm 1 hoja dent	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	13496	GTIN	04046826005313
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-621
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;01;ag;2U
Peso neto (kg)	0,056	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK23-1
			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.37 (catálogo ORL) 450.00.53 (catálogo cardio) 450.00.58 (catálogo neuro cranialis instr p la neurocir craneal) 450.00.59 (catálogo neuro spinalis instr p la neurocir espinal) 450.00.60 (catálogo cirugía plástica)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	15cm	Revestimiento	Durante el anodizado se crea una capa de metal duro en componentes de aluminio mediante enriquecimiento con titanio
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		
Tornillo	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Mango	3.3215 (AlSi1MgMn)		
Otro	1.4310 (X10CrNi18-8)		