



Ficha técnica REF 05.18.70

25.08.2026

Datos generales			
Referencia	05.18.70	micro 2000 tijera rct 18cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	13496	GTIN	04046826005481
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-621
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;01;ag;2U
Peso neto (kg)	0,015	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK23-1



Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.37 (catálogo ORL) 450.00.53 (catálogo cardio) 450.00.58 (catálogo neuro cranialis instr p la neurocir craneal) 450.00.59 (catálogo neuro spinalis instr p la neurocir espinal) 450.00.60 (catálogo cirugía plástica)
----------------	---

Imagen completa

Imagen detallada



Medida	18cm	Revestimiento	Durante el anodizado se crea una capa de metal duro en componentes de aluminio mediante enriquecimiento con titanio
--------	------	---------------	---

Condiciones de almacenamiento

No se requieren condiciones especiales de conservación

Material

	N° de material (Denominación DIN)
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)
Tornillo	1.4305 (X8CrNiS18-9)
Mango	3.3215 (AlSi1MgMn)
Otro	1.4310 (X10CrNi18-8)