



## Ficha técnica REF 05.18.71

25.08.2026

| Datos generales |             |                              |                         |
|-----------------|-------------|------------------------------|-------------------------|
| Referencia      | 05.18.71    | micro 2000 tijera crv 18cm   |                         |
| Unidad          | unid.       | Número de aduana             | 90189084                |
| GMDN            | 13496       | GTIN                         | 04046826005498          |
| Clasificación   | 1r (EU MDR) | UMDNS-Code                   | 15-621                  |
| Clasificación   | 6 (EU MDR)  | Base UDI-DI                  | 4046826;B;R001;01;ag;2U |
| Peso neto (kg)  | 0,056       | Manual de uso                | GATDR00X                |
| Latex free      | si          | Instrucciones de preparación | MPK23-1                 |



|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Medicon medios | 450.00.03 (catalogo general the art of surgery)<br>450.00.37 (catálogo ORL )<br>450.00.53 (catálogo cardio )<br>450.00.58 (catálogo neuro cranialis instr p la neurocir craneal)<br>450.00.59 (catálogo neuro spinalis instr p la neurocir espinal)<br>450.00.60 (catálogo cirugía plástica ) |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Imagen completa

## Imagen detallada



|        |      |               |                                                                                                                     |
|--------|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Medida | 18cm | Revestimiento | Durante el anodizado se crea una capa de metal duro en componentes de aluminio mediante enriquecimiento con titanio |
|--------|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Condiciones de almacenamiento

No se requieren condiciones especiales de conservación

## Material

|          | N° de material (Denominación DIN) |
|----------|-----------------------------------|
| Cuerpo   | 1.4021 (X20Cr13)                  |
| Tornillo | 1.4305 (X8CrNiS18-9)              |
| Mango    | 3.3215 (AlSi1MgMn)                |
| Otro     | 1.4310 (X10CrNi18-8)              |