



Ficha técnica REF 05.18.73

25.08.2026

Datos generales			
Referencia	05.18.73	micro 2000 tijera crv 18cm 1 hoja dent	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	44354	GTIN	04046826005511
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-621
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;01;ag;2U
Peso neto (kg)	0,015	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK23-1
			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.37 (catálogo ORL) 450.00.53 (catálogo cardio) 450.00.58 (catálogo neuro cranialis instr p la neurocir craneal) 450.00.59 (catálogo neuro spinalis instr p la neurocir espinal) 450.00.60 (catálogo cirugía plástica)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	18cm	Revestimiento	Capa de óxido artificial (colores de interferencia) en la superficie de productos de aluminio
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo Tornillo Mango Otro	1.4021 (X20Cr13) 1.4305 (X8CrNiS18-9) 3.3215 (AlSi1MgMn) 1.4310 (X10CrNi18-8)		