



Ficha técnica REF 05.19.25

03.06.2026

Datos generales			
Referencia	05.19.25	HM micro tijera vasc 18cm 25°	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	44354	GTIN	04046826005733
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-621
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;01;ag;2U
Peso neto (kg)	0,023	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK23-1



Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.37 (catálogo ORL) 450.00.53 (catálogo cardio) 450.00.58 (catálogo neuro cranialis instr p la neurocir craneal) 450.00.59 (catálogo neuro spinalis instr p la neurocir espinal) 451.03.23 (prospecto medicut tijeras)
----------------	---

Imagen completa

Imagen detallada



Medida	18cm 25°	Revestimiento	Capa de oro galvánica artificial (máx. 0,04 mm) en partes de la superficie de los instrumentos
--------	----------	---------------	--

Condiciones de almacenamiento

No se requieren condiciones especiales de conservación

Material

	N° de material (Denominación DIN)
Cuerpo	1.4117 (X38CrMoV15)
Tornillo	1.4305 (X8CrNiS18-9)
Otro	WSG_20-GO-55_CRTZ (RCrCr-C)