



Ficha técnica REF 06.00.70

03.06.2026

Datos generales			
Referencia	06.00.70	HM pinza anat 20.0cm estand	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	62466	GTIN	04046826006006
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	14-257
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;03;ah;48
Peso neto (kg)	0,059	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK12-1
			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.37 (catálogo ORL) 450.00.53 (catálogo cardio)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	20.0cm	Revestimiento	Capa de oro galvánica artificial (máx. 0,04 mm) en partes de la superficie de los instrumentos
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo Otro	1.4024 (X15Cr13) K40 (WcCo)		