



Ficha técnica REF 06.44.20

03.06.2026

Datos generales			
Referencia	06.44.20	pinza anat 20cm mod sueco	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	62466	GTIN	04046826007461
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	14-257
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;03;ah;48
Peso neto (kg)	0,042	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK03-1
			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.37 (catálogo ORL)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	20cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4024 (X15Cr13)		