



## Ficha técnica REF 06.47.20

03.06.2026

| Datos generales                                                                                                                                                               |                                                                                 |                                 |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Referencia                                                                                                                                                                    | 06.47.20                                                                        | Brophy pinza anat crv 20cm estr |                         |
| Unidad                                                                                                                                                                        | unid.                                                                           | Número de aduana                | 90189084                |
| GMDN                                                                                                                                                                          | 62466                                                                           | GTIN                            | 04046826007539          |
| Clasificación                                                                                                                                                                 | 1r (EU MDR)                                                                     | UMDNS-Code                      | 14-257                  |
| Clasificación                                                                                                                                                                 | 6 (EU MDR)                                                                      | Base UDI-DI                     | 4046826;B;R002;03;ah;48 |
| Peso neto (kg)                                                                                                                                                                | 0,042                                                                           | Manual de uso                   | GATDR00X                |
| Latex free                                                                                                                                                                    | si                                                                              | Instrucciones de preparación    | MPK12-1                 |
| <div></div> |                                                                                 |                                 |                         |
| Medicon medios                                                                                                                                                                | 450.00.03 (catalogo general the art of surgery)<br>450.00.53 (catálogo cardio ) |                                 |                         |
| Imagen completa                                                                                                                                                               |                                                                                 | Imagen detallada                |                         |
|                                                                                             |                                                                                 |                                 |                         |
| Medida                                                                                                                                                                        | 20cm                                                                            | Revestimiento                   |                         |
| Condiciones de almacenamiento                                                                                                                                                 |                                                                                 |                                 |                         |
| No se requieren condiciones especiales de conservación                                                                                                                        |                                                                                 |                                 |                         |
| Material                                                                                                                                                                      |                                                                                 |                                 |                         |
|                                                                                                                                                                               | N° de material (Denominación DIN)                                               |                                 |                         |
| Cuerpo                                                                                                                                                                        | 1.4021 (X20Cr13)                                                                |                                 |                         |