



## Ficha técnica REF 06.55.24

03.06.2026

| Datos generales                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                        |                                    |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| Referencia                                                                                                                                                                    | 06.55.24                                                                                                                                                                                                               | DeBakey AT pinza vasc 24.5cm 3.5mm |                         |
| Unidad                                                                                                                                                                        | unid.                                                                                                                                                                                                                  | Número de aduana                   | 90189084                |
| GMDN                                                                                                                                                                          | 62466                                                                                                                                                                                                                  | GTIN                               | 04046826007775          |
| Clasificación                                                                                                                                                                 | 1r (EU MDR)                                                                                                                                                                                                            | UMDNS-Code                         | 14-257                  |
| Clasificación                                                                                                                                                                 | 6 (EU MDR)                                                                                                                                                                                                             | Base UDI-DI                        | 4046826;B;R002;03;ah;48 |
| Peso neto (kg)                                                                                                                                                                | 0,058                                                                                                                                                                                                                  | Manual de uso                      | GATDR00X                |
| Latex free                                                                                                                                                                    | si                                                                                                                                                                                                                     | Instrucciones de preparación       | MPK12-1                 |
| <div></div> |                                                                                                                                                                                                                        |                                    |                         |
| Medicon medios                                                                                                                                                                | 450.00.03 (catalogo general the art of surgery)<br>450.00.53 (catálogo cardio )<br>450.00.58 (catálogo neuro cranialis instr p la neurocir craneal)<br>450.00.59 (catálogo neuro spinalis instr p la neurocir espinal) |                                    |                         |
| Imagen completa                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                        | Imagen detallada                   |                         |
|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                        |                                    |                         |
| Medida                                                                                                                                                                        | 24.5cm 3.5mm                                                                                                                                                                                                           | Revestimiento                      |                         |
| Condiciones de almacenamiento                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |                                    |                         |
| No se requieren condiciones especiales de conservación                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                    |                         |
| Material                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                    |                         |
|                                                                                                                                                                               | N° de material (Denominación DIN)                                                                                                                                                                                      |                                    |                         |
| Cuerpo                                                                                                                                                                        | 1.4024 (X15Cr13)                                                                                                                                                                                                       |                                    |                         |