



## Ficha técnica REF 06.60.87

03.06.2026

| Datos generales                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| Referencia                                                                                                                                                                    | 06.60.87                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Cushing pinza quir 17cm 1x2d estr |                         |
| Unidad                                                                                                                                                                        | unid.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Número de aduana                  | 90189084                |
| GMDN                                                                                                                                                                          | 62466                                                                                                                                                                                                                                                                                          | GTIN                              | 04046826007959          |
| Clasificación                                                                                                                                                                 | 1r (EU MDR)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UMDNS-Code                        | 14-257                  |
| Clasificación                                                                                                                                                                 | 6 (EU MDR)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Base UDI-DI                       | 4046826;B;R002;03;ah;48 |
| Peso neto (kg)                                                                                                                                                                | 0,026                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Manual de uso                     | GATDR00X                |
| Latex free                                                                                                                                                                    | si                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Instrucciones de preparación      | MPK03-1                 |
| <div></div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |                         |
| Medicon medios                                                                                                                                                                | 450.00.03 (catalogo general the art of surgery)<br>450.00.53 (catálogo cardio )<br>450.00.58 (catálogo neuro cranialis instr p la neurocir craneal)<br>450.00.59 (catálogo neuro spinalis instr p la neurocir espinal)<br>450.00.62 (catálogo Medicon instruments Cirugia oral y maxilofacial) |                                   |                         |
| Imagen completa                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Imagen detallada                  |                         |
|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |                         |
| Medida                                                                                                                                                                        | 17cm                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Revestimiento                     |                         |
| Condiciones de almacenamiento                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |                         |
| No se requieren condiciones especiales de conservación                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |                         |
| Material                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |                         |
|                                                                                                                                                                               | N° de material (Denominación DIN)                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |                         |
| Cuerpo                                                                                                                                                                        | 1.4021 (X20Cr13)                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                         |