



## Ficha técnica REF 06.64.19

03.06.2026

| Datos generales                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Referencia                                                                                                                                                                    | 06.64.19                                                                                                                                                                                                               | DeBakey AT pinza vasc 20cm 2.8mm |                         |
| Unidad                                                                                                                                                                        | unid.                                                                                                                                                                                                                  | Número de aduana                 | 90189084                |
| GMDN                                                                                                                                                                          | 62466                                                                                                                                                                                                                  | GTIN                             | 04046826008062          |
| Clasificación                                                                                                                                                                 | 1r (EU MDR)                                                                                                                                                                                                            | UMDNS-Code                       | 14-257                  |
| Clasificación                                                                                                                                                                 | 6 (EU MDR)                                                                                                                                                                                                             | Base UDI-DI                      | 4046826;B;R002;03;ah;48 |
| Peso neto (kg)                                                                                                                                                                | 0,060                                                                                                                                                                                                                  | Manual de uso                    | GATDR00X                |
| Latex free                                                                                                                                                                    | si                                                                                                                                                                                                                     | Instrucciones de preparación     | MPK12-1                 |
| <div></div> |                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                         |
| Medicon medios                                                                                                                                                                | 450.00.03 (catalogo general the art of surgery)<br>450.00.53 (catálogo cardio )<br>450.00.58 (catálogo neuro cranialis instr p la neurocir craneal)<br>450.00.59 (catálogo neuro spinalis instr p la neurocir espinal) |                                  |                         |
| Imagen completa                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                        | Imagen detallada                 |                         |
|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                         |
| Medida                                                                                                                                                                        | 20cm 2.8mm                                                                                                                                                                                                             | Revestimiento                    |                         |
| Condiciones de almacenamiento                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                         |
| No se requieren condiciones especiales de conservación                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                         |
| Material                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                         |
|                                                                                                                                                                               | N° de material (Denominación DIN)                                                                                                                                                                                      |                                  |                         |
| Cuerpo                                                                                                                                                                        | 1.4021 (X20Cr13)                                                                                                                                                                                                       |                                  |                         |