



Ficha técnica REF 06.74.20

25.08.2026

Datos generales			
Referencia	06.74.20	DeBakey AT pinza de ti 2.0mm rct 20cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	60909	GTIN	04046826008208
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	14-257
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;03;ah;48
Peso neto (kg)	0,028	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK12-1
			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.37 (catálogo ORL) 450.00.53 (catálogo cardio) 450.00.58 (catálogo neuro cranialis instr p la neurocir craneal) 450.00.59 (catálogo neuro spinalis instr p la neurocir espinal) 451.04.41 (prospecto instr de titanio p la cirugía cardíaca y vasc)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	2.0mm 20cm	Revestimiento	Capa de óxido artificial (colores de interferencia) en la superficie de productos de titanio
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI))		