



Ficha técnica REF 06.93.15

03.06.2026

Datos generales			
Referencia	06.93.15	DeBakey AT pinza de ti 1.8mm acod 15cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	62466	GTIN	04046826008581
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	14-257
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;03;ah;48
Peso neto (kg)	0,028	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.37 (catálogo ORL) 450.00.53 (catálogo cardio) 451.04.41 (prospecto instr de titanio p la cirugía cardíaca y vasc)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	1.8mm 15cm	Revestimiento	Capa de óxido artificial (colores de interferencia) en la superficie de productos de titanio
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI))		