



## Ficha técnica REF 07.64.64

25.08.2026

| Datos generales                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Referencia                                                                                                                                                                    | 07.64.64                                                                                                                                                                                                                                                                                      | micro 2000 pinza mango red 15cm rct ro |                                                                                               |
| Unidad                                                                                                                                                                        | unid.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Número de aduana                       | 90189084                                                                                      |
| GMDN                                                                                                                                                                          | 62466                                                                                                                                                                                                                                                                                         | GTIN                                   | 04046826009533                                                                                |
| Clasificación                                                                                                                                                                 | 1r (EU MDR)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UMDNS-Code                             | 15-621                                                                                        |
| Clasificación                                                                                                                                                                 | 6 (EU MDR)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Base UDI-DI                            | 4046826;B;R002;03;ah;48                                                                       |
| Peso neto (kg)                                                                                                                                                                | 0,060                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Manual de uso                          | GATDR00X                                                                                      |
| Latex free                                                                                                                                                                    | si                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Instrucciones de preparación           | MPK01-1                                                                                       |
| <div></div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |                                                                                               |
| Medicon medios                                                                                                                                                                | 450.00.03 (catalogo general the art of surgery)<br>450.00.37 (catálogo ORL )<br>450.00.53 (catálogo cardio )<br>450.00.58 (catálogo neuro cranialis instr p la neurocir craneal)<br>450.00.59 (catálogo neuro spinalis instr p la neurocir espinal)<br>450.00.60 (catálogo cirugía plástica ) |                                        |                                                                                               |
| Imagen completa                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Imagen detallada                       |                                                                                               |
|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |                                                                                               |
| Medida                                                                                                                                                                        | 15cm                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Revestimiento                          | Capa de óxido artificial (colores de interferencia) en la superficie de productos de aluminio |
| <b>Condiciones de almacenamiento</b>                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |                                                                                               |
| No se requieren condiciones especiales de conservación                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |                                                                                               |
| <b>Material</b>                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |                                                                                               |
|                                                                                                                                                                               | N° de material (Denominación DIN)                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                               |
| Cuerpo<br>Tornillo<br>Mango                                                                                                                                                   | 1.4024 (X15Cr13)<br>1.4305 (X8CrNiS18-9)<br>3.2315 (AlMgSi1)                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                                                                                               |