



## Ficha técnica REF 07.77.15

25.08.2026

| Datos generales                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                        |                                  |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Referencia                                                                                                                                                                    | 07.77.15                                                                                                                                               | micro pinza de ti 0.8mm crv 15cm |                         |
| Unidad                                                                                                                                                                        | unid.                                                                                                                                                  | Número de aduana                 | 90189084                |
| GMDN                                                                                                                                                                          | 62466                                                                                                                                                  | GTIN                             | 04046826009939          |
| Clasificación                                                                                                                                                                 | 1r (EU MDR)                                                                                                                                            | UMDNS-Code                       | 15-621                  |
| Clasificación                                                                                                                                                                 | 6 (EU MDR)                                                                                                                                             | Base UDI-DI                      | 4046826;B;R002;03;ah;48 |
| Peso neto (kg)                                                                                                                                                                | 0,028                                                                                                                                                  | Manual de uso                    | GATDR00X                |
| Latex free                                                                                                                                                                    | si                                                                                                                                                     | Instrucciones de preparación     |                         |
| <div></div> |                                                                                                                                                        |                                  |                         |
| Medicon medios                                                                                                                                                                | 450.00.03 (catalogo general the art of surgery)<br>450.00.37 (catálogo ORL )<br>450.00.53 (catálogo cardio )<br>450.00.60 (catálogo cirugía plástica ) |                                  |                         |
| Imagen completa                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                        | Imagen detallada                 |                         |
| <div></div>                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                        |                                  |                         |
| Medida                                                                                                                                                                        | 0.8mm 15cm                                                                                                                                             | Revestimiento                    |                         |
| Condiciones de almacenamiento                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                  |                         |
| No se requieren condiciones especiales de conservación                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                  |                         |
| Material                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                        |                                  |                         |
|                                                                                                                                                                               | N° de material (Denominación DIN)                                                                                                                      |                                  |                         |
| Cuerpo<br>Tornillo<br>Otro                                                                                                                                                    | 3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI))<br>1.4301 (X5CrNi18-10)<br>1.4307 (X2CrNi18-9)                                                                     |                                  |                         |