



## Ficha técnica REF 07.91.04

11.12.2025

| Datos generales                                                                                                                                                               |                                                                                     |                                |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| Referencia                                                                                                                                                                    | 07.91.04                                                                            | Arthur pinza p espina rct 14cm |                         |
| Unidad                                                                                                                                                                        | unid.                                                                               | Número de aduana               | 90189084                |
| GMDN                                                                                                                                                                          | 62466                                                                               | GTIN                           | 04046826010140          |
| Clasificación                                                                                                                                                                 | 1r (EU MDR)                                                                         | UMDNS-Code                     | 14-257                  |
| Clasificación                                                                                                                                                                 | 6 (EU MDR)                                                                          | Base UDI-DI                    | 4046826;B;R002;03;ah;48 |
| Peso neto (kg)                                                                                                                                                                | 0,032                                                                               | Manual de uso                  | GATDR00X                |
| Latex free                                                                                                                                                                    | si                                                                                  | Instrucciones de preparación   | MPK23-1                 |
| <div></div> |                                                                                     |                                |                         |
| Medicon medios                                                                                                                                                                | 450.00.03 (catalogo general the art of surgery)<br>450.00.40 (Katalog Nr 5 Dental ) |                                |                         |
| Imagen completa                                                                                                                                                               |                                                                                     | Imagen detallada               |                         |
|                                                                                             |                                                                                     |                                |                         |
| Medida                                                                                                                                                                        | 14cm                                                                                | Revestimiento                  |                         |
| Condiciones de almacenamiento                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                |                         |
| No se requieren condiciones especiales de conservación                                                                                                                        |                                                                                     |                                |                         |
| Material                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                                |                         |
|                                                                                                                                                                               | N° de material (Denominación DIN)                                                   |                                |                         |
| Cuerpo                                                                                                                                                                        | 1.4021 (X20Cr13)                                                                    |                                |                         |