



Ficha técnica REF 09.05.18

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	09.05.18	estilete abot doble Ø 2.0mm 18.0cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	33433	GTIN	04046826010348
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-117
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;06;aj;6M
Peso neto (kg)	0,008	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK01-1
			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.37 (catálogo ORL)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	Ø 2.0mm 18.0cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4305 (X8CrNiS18-9)		