






Ficha técnica REF 09.15.20

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	09.15.20	sonda acanalada 20.0cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	45018	GTIN	04046826010713
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-237
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;03;ag;3J
Peso neto (kg)	0,009	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK01-1
 			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.37 (catálogo ORL) 450.00.62 (catálogo Medicon instruments Cirugia oral y maxilofacial)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	20.0cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4016 (X6Cr17)		