






## Ficha técnica REF 09.21.66

11.12.2025

| Datos generales   |  |  |                         |
|---|--|--|-------------------------|
| Referencia  | 09.21.66   | Lathbury (Farrell) porta-algod 16cm triang |                         |
| Unidad  | unid.  | Número de aduana                           | 90189084                |
| GMDN  | 32873  | GTIN                                       | 04046826010997          |
| Clasificación   | 1r (EU MDR)  | UMDNS-Code                                 | 13-698                  |
| Clasificación   | 6 (EU MDR)   | Base UDI-DI                                | 4046826;B;R002;01;ah;3J |
| Peso neto (kg)  | 0,005  | Manual de uso                              | GATDR00X                |
| Latex free  | si   | Instrucciones de preparación               |                         |
|   |  |  |                         |
| Medicon medios  | 450.00.03 (catalogo general the art of surgery)<br>450.00.37 (catálogo ORL )<br>450.00.40 (Katalog Nr 5 Dental )<br>450.00.46 (catálogo sinuscopía ) |  |                         |
| Imagen completa   |  | Imagen detallada                           |                         |
|   |  |  |                         |
| Medida  | 16cm   | Revestimiento                              |                         |
| Condiciones de almacenamiento   |  |  |                         |
| No se requieren condiciones especiales de conservación  |  |  |                         |
| Material  |  |  |                         |
|   | N° de material (Denominación DIN)  |  |                         |
| Cuerpo  | 1.4305 (X8CrNiS18-9)   |  |                         |