



Ficha técnica REF 09.21.76

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	09.21.76	porta-algod Ø 1.2mm 16cm triang estr	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	32873	GTIN	04046826011031
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-698
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;01;ah;3J
Peso neto (kg)	0,006	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.37 (catálogo ORL)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	Ø 1.2mm 16cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4305 (X8CrNiS18-9)		